

Hergestellt aus feiner Vliesstoff-Außenschicht.

Die Innenschicht stellt der Löschpapier und die Zellulose-Saugeinlage dar, die hohe Saugfähigkeiten verleiht.

Die Folie zwischen dem Löschpapier und der Zellulose-Saugeinlage bildet den Isolationsteil – sichert vor Durchnässen.

Anwendung:

- empfohlen für Frauen im Wochenbett oder nach Gynäkologie-OPs

Typen:

- steril und unsteril
- mit oder ohne Folie
- rechteckige und anatomische

Größen und Verpackung:

- erhältlich in Größen: 27 cm x 7,5 cm, 35 cm x 11 cm, 34 cm x 9 cm, 22,5 cm x 9 cm
- steril, verpackt je 10 Stk. oder je 5 Stk.
- unsteril, verpackt je 10 Stk., 15 Stk. (Größe 35 cm x 11 cm) und je 20 Stk. (Größe 22,5 cm x 9 cm)



Die sterilen Medizinprodukte sind von der benannten Stelle TÜV Nord Polska Sp. z o.o. zertifiziert und tragen die CE-Kennzeichnung mit der Nummer 2274

>>