




























SYMBOL	BEDEUTUNG
	CE mit Nummer – Bestätigung der Erfüllung der EU-Anforderungen
	medizinisches Gerät
	Hersteller
	Herstellungsdatum
	Referenznummer des Produkts
	Produkt steril; mit Dampf sterilisiert
	Produkt steril; mit Ethylenoxid sterilisiert
	Produkt steril; durch Bestrahlung sterilisiert
	steriles Produkt; keine Informationen über die Art der Sterilisation, wenn mehr als eine Methode benutzt werden kann
	unsteriles Produkt
	Chargenbezeichnung – der Herstellercode
	verwendbar bis – zeigt das Datum an, nach welchem das Produkt nicht mehr benutzt werden sollte
	nicht zur Wiederverwendung – Produkt für die einmalige Nutzung
	nicht wiedersterilisieren
	Inhalt bei beschädigter Verpackung nicht verwenden
	ein Patient – mehrfacher Gebrauch
	Produkt nicht für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen
	Produkt für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen
	vor Sonnenlicht schützen
	vor Feuchtigkeit schützen
	Temperaturgrenzen, denen das Produkt sicher ausgesetzt werden kann
	Produkt enthält Latex aus Naturkautschuk
	latexfreies Produkt

	Produkt schützt vor Mikroorganismen
	Produkt bietet begrenzten Schutz gegen Chemikalien
	Achtung, bitte Gebrauchsanleitung beachten
	Feuchtigkeitsbereich, dem das Medizinprodukt sicher ausgesetzt werden kann
	„Grüner Punkt“ bedeutet, dass der Hersteller des Produkts die Kosten der Verwertung und des Recyclings trägt
	Informationen über den Rohstoff der Verpackung
	nach dem Gebrauch wegwerfen
	nichtpyrogenes Produkt
	Handwäsche
	Waschtemperatur
	Tropfnass trocknen
	nicht bügeln
	nicht mit Chlor bleichen
	nicht chemisch reinigen
	bei normaler Temperatur im Wäschetrockner waschen
	bleichen nicht erlaubt
	Öffnungsrichtung
	diese Seite oben
	vorsichtig behandeln
	Qualitätskontrolle
	Registrierungsnummer für die Ukraine - informiert, seit wann das Produkt registriert ist
	Registrierungsnummer für Russland - informiert, seit wann das Produkt registriert ist

Per. № ФСЗ 2012/12667  
от 22.08.2012 г.