
Matoset

QUALITÄT VIELSEITIGKEIT SICHERHEIT




STANDARD-SETS



 TZMO SA

Matoset

sind einsatzbereite, komplette, sterile Sets, deren Bestandteile für die Durchführung des jeweiligen medizinischen Verfahrens angepasst werden.



KOSTEN

- effektiverer und effizienterer Prozess der Verbandmaterialverwaltung in der Einrichtung (Materialbeschaffung, Lagerung, Entsorgung)
- einfachere Kostenüberwachung: 1 verbrauchtes Set = 1 Eingriff = 1 Set zum Nachbestellen
- perfekt für das jeweilige Verfahren angepasste Bestandteile vermeiden Abfälle in Form von nicht verbrauchtem Material
- keine Kosten in Verbindung mit der selbständigen Vorbereitung der Sets = Mitarbeiterkosten, Aufrechterhaltung von Lagerbeständen, Verpackungen zur Sterilisation, Sterilisation, Irrtümer, Abfälle
- keine Kosten in Verbindung mit der Vorbereitung von Mehrwegeelementen zum erneuten Gebrauch (Waschen, Verpacken, Sterilisation) = alle Bestandteile des Matosets sind zum Einweggebrauch bestimmt
- mehrteilige Hartbister können als Kammern für Flüssigkeiten dienen, wodurch keine zusätzlichen Becher verwendet werden müssen

ZEIT

- steriles Set = immer und unter allen Bedingungen sofort einsatzbereit
- Verkürzung der Vorbereitungszeit für den Eingriff = verbesserte Arbeitseffektivität = mehr versorgte Patienten
- das TAG-Etikett ermöglicht das Einkleben von Daten in die Dokumentation und elektronische Dokumentation (EAN-Code), statt die Bestandteile abschreiben zu müssen

SICHERHEIT

- zertifizierte medizinische Produkte
- garantierte Sterilität dank validierten und überwachten Herstellungsverfahren
- Gewissheit der Bestandteile des Sets und hohe Qualität der Elemente
- Minimierung des Infektionsrisikos durch Beschränkung der Anzahl an Zwischenverpackungen
- Übertragung der Haftung für Qualität und Sterilität auf den Hersteller (TZMO SA)
- Standardisierung der Krankenhausverfahren = Vermeidung eventueller Fehler, z. B. fehlende Verwendung von Handschuhen. Die Standardisierung erzwingt die Notwendigkeit des Erlernens wiederholbarer und richtiger Gewohnheiten

KOMFORT

- Der Arbeitskomfort ermöglicht es, sich auf die medizinische Seite des Eingriffs zu konzentrieren und nicht auf das arbeitsintensive Heraussuchen des erforderlichen Verbandsmaterials
- immer komplette Bestandteile für das jeweilige Verfahren
- die einzelnen Elemente des Sets werden in der Reihenfolge angeordnet, in der das Verfahren verläuft
- der Patient hat die Sicherheitsgarantie und das Gefühl der individuellen Behandlung

HARTBLISTER

mehr als nur eine Verpackung



✓ aufgedruckte Öffnungsrichtung



✓ **abgerundete Kanten** – verhindern Stichgefahr
abgeschnittene Ecken – geringeres Risiko des Zusammendrückens und Platzens der Folie



✓ **Sterilisationsindex** der über die Durchführung des Prozesses und die angewandte Sterilisationsmethode gemäß den Anforderungen von PN-EN ISO 11 140-1:2014 informiert



✓ **tiefe Blisterkammern mit Trennwänden** ermöglichen das Ordnen des Materials in der Verpackung, die Trennung von sauberem und verbrauchtem Material sowie die Verwendung als Flüssigkeitsbecher – zur Auswahl mit 1 bis 3 Kammern


✓ **2 Prägungen in den Ecken der Folie** zur leichteren Trennung von Papier und Folie beim Öffnen

✓ **richtige Verpackungsdicke und Stärke der Schweißnähte** gemäß der Norm PN-EN 868-5:2019-01 garantieren die Sterilität des Produkts und ermöglichen gleichzeitig ein einfaches, staubfreies Öffnen der Verpackung



✓ **mit Farbe markierte Metallinstrumente** für einfache Unterscheidung von Mehrweginstrumenten

Hartblister-Typen



1. Einkammerblister, klein 2. Zweikammerblister, klein 3./4. Einkammerblister, groß 5./6. Zweikammerblister, groß 7. Dreikammerblister, groß



Matoset



EN Ophthalmology set

DE Ophthalmologie-Set



FR Trousse interventions ophtalmologiques

PL Zestaw do operacji okulistycznych

LT Komplektas oftalmologinems operacijoms

LV Komplekts acu operacijām

RU Комплект для офтальмологических операций




Do not use if package is damaged. •Verwendbar solange Packung unversehrt. •Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé. •Nenaudoti, esant pažeistai pakuotei. •Nelietot pie bojāta iepakojuma. •Не использовать при повреждении упаковки. •Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone.

UDI REF MA-991-ZOL2-667 Per. № ФСЗ 2011/09976 от 15.08.2011 г. Хранить в сухих помещениях



(01)05900516238483
(11)201222
(17)251231
(10)1302564758

LOT 1302564758
2020-12-22
2025-12



REV.210714

Torunskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń,
Polska/Poland/Польша
tzmo-global.com, matopat-global.com



Nummer der Stelle, die das Set zertifiziert und notifiziert hat *

Produktgruppe

Set-Name

Set-Bestandteile

Zusatzinformationen

technologische Symbole

4 Aufkleber (TAGs) zum Einkleben in die Dokumentation

Medizinprodukt

Hersteller

* Die im Katalog vorgestellten Produkte werden von der Zertifizierungsstelle TÜV Nord geprüft und tragen das CE-Zeichen mit der Nummer 2274. (Die CE-Kennzeichnung am Einzelkett betrifft keine Produkte mit Zusatzverpackung).

QUALITÄT KOMPLEXITÄT SICHERHEIT

Inhaltsverzeichnis*



■	Desinfektion des OP-Feldes	5
■	Anlegen/Wechsel eines Verbands	6-8
■	Anlegen/Ziehen von Fäden/Hautklammern	8-10
■	Entbindung	10-11
■	Katheter	11-13
■	Dialyse über zentralen Venenkatheter	13
■	Dialyse durch arteriovenöse Fistel	14-16
■	Venflonanlage	17
■	Infusionsanschluss	17
■	Lumbalpunktion	18
■	zentraler Zugang	19-20
■	Universal-Sets	20-21
■	Tracheostomie-Sets	22

*Angebot ausgewählter Standard-Sets

Matoset SET ZUR DESINFEKTION DES OP-FELDES

Einkammer-Hartblister

MA-991-ZBB2-001

Stück

Mulltupfer, kugelförmig 20 cm × 20 cm	5
puderfreier OP-Handschuh L	2
Tupferklemme aus Plastik 19 cm	1

VORTEILE

- große Blisterkammer – Becher für Desinfektionsflüssigkeit
- lange Tupferklemme – sichere Durchführung des Verfahrens
- praktische Verpackung – einfache Durchführung der Verfahrens

**Matoset** SET ZUR DESINFEKTION DES OP-FELDESKlarsichtbeutel
aus Papier und Kunststoff-Verbundfolie**MA-991-ZESA-529**

Stück

Mulltupfer, kugelförmig 50 cm × 50 cm	3
runder Plastikbecher 250 ml	1
Tupferklemme aus Plastik 24 cm	1

VORTEILE

- direkt im transparenten Plastikbecher enthaltene Tupfer
- lange Tupferklemme - einfache Durchführung des Verfahrens



Matoset VERBAND-SET

MA-991-ZAB2-002

	Stück
Mulltupfer, kugelförmig 20 cm x 20 cm	6
anatomische Pinzette aus Kunststoff 11 cm	1



Zweikammer-Hartblister

VORTEILE

- universelle Anwendung bei vielen Eingriffsverfahren
- zwei Blisterkammern – einfache Trennung von sauberem und schmutzigem Material sowie Verwendungsmöglichkeit einer Kammer als Becher für Flüssigkeiten



Matoset VERBANDWECHSEL-SET

MA-991-ZAB2-001

	Stück
Vlieskomresse 7,5 cm x 7,5 cm	2
Mulltupfer, kugelförmig 20 cm x 20 cm	6
anatomische Pinzette aus Kunststoff 13 cm	2



Dreikammer-Hartblister

VORTEILE

- verschiedene Pinzetenfarben – eine Farbe für den sauberen und eine für den schmutzigen Teil des Verfahrens
- drei Blisterkammern – einfache Trennung von sauberem und schmutzigem Material sowie Verwendungsmöglichkeit der Kammern als Becher für Flüssigkeiten



Matoset VERBANDSWECHSEL-SET**MB-991-ZBB2-002**

Stück

Vlieskomresse 7,5 cm x 7,5 cm	2
Mulltupfer, kugelförmig 20 cm x 20 cm	6
anatomische Pinzette aus Kunststoff 13 cm	2
Skalpellschneideklinge nr 11	1
puderfreier OP-Handschuh M	2
Folienbeutel mit selbstklebendem Verschluss für Abfälle	1

Dreikammer-Hartblister

VORTEILE

- sterile Handschuhe als erstes nach dem Öffnen des Sets verfügbar für sichere Durchführung des Verfahrens
- Klinge für die chirurgische Wundbehandlung
- Beutel für kontaminierte medizinische Abfälle
- verschiedene Pinzettenfarben – eine Farbe für den sauberen und eine für den schmutzigen Teil des Verfahrens
- drei Blisterkammern – einfache Trennung von sauberem und schmutzigem Material sowie Verwendungsmöglichkeit der Kammern als Becher für Flüssigkeiten



Abfallbeutel

Matoset VERBANDSWECHSEL-SET**MA-991-ZEB2-295**

Stück

Vlieskomresse 7,5 cm x 7,5 cm	6
Mulltupfer, kugelförmig 20 cm x 20 cm	6
anatomische Pinzette aus Kunststoff	2
Skalpellschneideklinge nr 11	1
Wundspüllösung Prontosan 40 ml	1

Dreikammer-Hartblister

VORTEILE

- drei Blisterkammern – einfache Trennung von sauberem und schmutzigem Material sowie Verwendungsmöglichkeit der Kammern als Becher für Flüssigkeiten
- verschiedene Pinzettenfarben – eine Farbe für den sauberen und eine für den schmutzigen Teil des Verfahrens
- Klinge für die chirurgische Wundbehandlung



Matoset VERBANDSWECHSEL-SET

MA-991-ZEB2-296

Stück

Vlieskomresse 7,5 cm x 7,5 cm	6
Mulltupfer, kugelförmig 20 cm x 20 cm	6
anatomische Pinzette aus Kunststoff	2
Skalpellklinge nr 11	1
puderfreier OP-Handschuh M	4
Wundspüllösung Prontosan 40 m	1
Folienbeutel mit selbstklebendem Verschluss für Abfälle	1



Dreikammer-Hartblister

VORTEILE

- drei Blisterkammern – einfache Trennung von sauberem und schmutzigem Material sowie Verwendungsmöglichkeit der Kammern als Becher für Flüssigkeiten
- verschiedene Pinzettenfarben – eine Farbe für den sauberen und eine für den schmutzigen Teil des Verfahrens
- Klinge für die chirurgische Wundbehandlung
- Beutel für kontaminiertes medizinisches Material



Matoset FADEN-SET

MA-991-ZBB2-011

Stück

Vlieskomresse 7,5 cm x 7,5 cm	5
Mulltupfer, kugelförmig 20 cm x 20 cm	3
Nadelhalter aus Metall 13 cm	1
Metallschere scharf/scharf 11 cm	1
chirurgische Pinzette aus Metall 12,5 cm	1
anatomische Pinzette aus Kunststoff 13 cm	1
folienbeschichtetes Abdecktuch 75 cm x 45 cm (Umwickelt eines Teils des Sets)	1
folienbeschichtetes Abdecktuch 60 cm x 50 cm mit 8 cm Öffnung und Klebestreifen	1



Dreikammer-Hartblister

VORTEILE

- besondere Anordnung der Elemente im Blister: Tupfer und Pinzette zur Wunddesinfektion befinden sich auf der Oberseite des Sets und die zur Durchführung des sauberen Teils des Verfahrens bestimmten Elemente sind zusätzlich mit einem sterilen Abdecktuch gesichert
- getrennte Kammer für Desinfektionsmittel
- Metallinstrumente zum Einweggebrauch – präzises Anlegen der Fäden



Matoset FADENENTFERN-SET

Dreikammer-Hartblister

MB-991-ZBB2-003

Stück

Mulltupfer, kugelförmig 20 cm × 20 cm	6
anatomische Pinzette aus Kunststoff 13 cm	1
Fadenmesser Stich Cutter 11 cm	1
puderfreier OP-Handschuh M	2



VORTEILE

- praktischer Stich Cutter – einfaches und sicheres Schneiden von Fäden
- drei Blisterkammern – Anordnung der Bestandteile des Sets und Verwendungsmöglichkeit der Kammern als Flüssigkeitsbecher

**Matoset** FADENENTFERN-SET

Zweikammer-Hartblister

MA-991-ZBB2-009

Stück

Mulltupfer, kugelförmig 20 cm × 20 cm	6
Metallschere scharf/scharf 11 cm	1
anatomische Pinzette aus Metall 12,5 cm	1
puderfreier OP-Handschuh M	2

VORTEILE

- Metallpinzette – präziser Fadengriff
- Metallschere scharf/scharf – präzises Schneiden von Fäden
- zwei Blisterkammern – einfache Trennung von sauberem und schmutzigem Material sowie Verwendungsmöglichkeit einer Kammer als Becher für Flüssigkeiten



Matoset HAUTKLAMMER-ENTFERNUNGSSET

MA-991-ZBB2-013

Stück

Mullkomresse 7,5 cm × 7,5 cm	4
Hautklammerentferner	1
puderfreier OP-Handschuh M	2



Einkammer-Hartblister



VORTEILE

- puderfreie Nitrilhandschuhe – vor allem geeignet für latex- oder pudereempfindliche Personen
- Hautklammerentferner – garantiert sichere und schnelle Entfernung von Klammern



Matoset ENTBINDUNG-SET

MA-991-ZES2-526

Stück

Vlieskomresse 7,5 cm × 7,5 cm	10
Vlieskomresse 10 cm × 20 cm	5
Mulltupfer, kugelförmig 30 cm × 30 cm	5
Episiotomie-Schere aus Metall 18 cm	1
Nabelschnur-Schere aus Metall 10,5 cm	1
Tupferklemme aus Plastik 24 cm	1
Nabelschnurklemme	2
Nierenschale aus Plastik 700 ml	1
puderfreier OP-Handschuh M	2
folienbeschichtetes Abdecktuch 150 cm × 90 cm	1
Beinschutz 120 cm × 80 cm	1



Klarsichtbeutel
aus Papier
und Kunststoff-Verbundfolie

VORTEILE

- Metallinstrumente zum Einweggebrauch – präzise Ausführung der Episiotomie und Durchschneiden der Nabelschnur



Matoset NABELSCHNURKLEMME-ENTFERN-SET



Einkammer-Hartblister

MA-991-ZBB2-015

Mullkomresse 7,5 cm × 7,5 cm

Instrument zum Durchschneiden der Nabelschnurklemmen

Stück

3

1

VORTEILE

- Instrument zum Durchschneiden der Nabelschnurklemmen – Garantie des sicheren und schnellen Durchschneidens der Klemme



Matoset KATHETER-SET



Einkammer-Hartblister

MB-991-ZBB2-004

Mulltupfer, kugelförmig 20 cm × 20 cm

anatomische Pinzette aus Kunststoff 13 cm

runder Plastikbecher 125 ml

Spritze Luer 10 ml

Injektionsnadel 1,2 mm × 40 mm

Latexkatheter Foley* (verschiedene Produktindizes) in Abhängigkeit von der Kathetergröße FG 14 16 18 20

Urinbeutel mit Ventil 2 l

puderfreier OP-Handschuh M

folienbeschichtetes Abdecktuch 60 cm × 50 cm

folienbeschichtetes Abdecktuch 60 cm × 50 cm mit 5 cm Öffnung und Inzision

Stück

6

1

1

1

1

1

1

2

1

1

VORTEILE

- komplettes Set, ausgestattet mit Katheter, Urinbeutel, Becher für Desinfektionsmittel sowie Spritze und Nadel zum Füllen des Ballons
- Farbcodierung der Kathetergröße



* Foley 14 MA-991-ZBB2-012

Foley 16 MA-991-ZBB2-004

Foley 18 MA-991-ZBB2-005

Foley 20 MA-991-ZBB2-006



Matoset KATHETER-SET

MA-991-ZCB2-001

Stück

Mullkomresse 7,5 cm × 7,5 cm	8
Mulltupfer, kugelförmig 20 cm × 20 cm	5
anatomische Pinzette aus Kunststoff 13 cm	1
Pean-Klemme aus Plastik 13 cm	1
runder Plastikbecher 125 ml	1
Gleitmittel in Spritze 6 ml*	1
steriles Wasser mit 10% Glycerin in Spritze 10 ml	1
puderfreier OP-Handschuh M	2
folienbeschichtetes Abdecktuch 60 cm × 50 cm	1
folienbeschichtetes Abdecktuch 60 cm × 50 cm mit 5 cm Öffnung und Inzision	1

* MA-991-ZCB2-001 – das Gleitmittel enthält zusätzlich 2 % Lidocain (betäubendes Mittel) und 0,25 % Chlorhexidin (Antiseptikum)

VORTEILE

- Bestandteile des Sets: Spritze mit sterilem Wasser mit 10 % Glycerinlösung zum Füllen des Katheters (Glycerin bietet zusätzliche Abdichtung des Ballons im Katheter) sowie Spritze mit Gleitmittel (einfachere Katheterapplikation)
- puderfreie Nitrilhandschuhe – vor allem geeignet für latex- oder puderempfindliche Personen



Einkammer-Hartblister mit Zusatzverpackung



KATHETER

Matoset KATHETER-SET

MB-991-ZCB2-002

Stück

Mullkomresse 7,5 cm × 7,5 cm	8
Mulltupfer, kugelförmig 20 cm × 20 cm	5
anatomische Pinzette aus Kunststoff 13 cm	1
Pean-Klemme aus Plastik 13 cm	1
runder Plastikbecher 125 ml	1
Gleitmittel in Spritze 6 ml*	1
steriles Wasser mit Glycerin in Spritze 10 ml	1
Wundspüllösung Prontosan 40 ml	1
puderfreier OP-Handschuh M	2
folienbeschichtetes Abdecktuch 60 cm × 50 cm	1
folienbeschichtetes Abdecktuch 60 cm × 50 cm mit 5 cm Öffnung und Inzision	1

* MA-991-ZCB2-002 – das Gleitmittel enthält zusätzlich 2 % Lidocain (betäubendes Mittel) und 0,25 % Chlorhexidin (Antiseptikum)

VORTEILE

- Bestandteile des Sets: Spritze mit sterilem Wasser mit 10 % Glycerinlösung zum Füllen des Katheters (Glycerin bietet zusätzliche Abdichtung des Ballons im Katheter) sowie Spritze mit Gleitmittel (einfachere Katheterapplikation)
- puderfreie Nitrilhandschuhe – vor allem geeignet für latex- oder puderempfindliche Personen



Einkammer-Hartblister mit Zusatzverpackung



KATHETER

Matoset KATHETER-SET



Zweikammer-Hartblister

MB-991-ZAB2-003

Stück

Mulltupfer, kugelförmig 20 cm × 20 cm	6
anatomische Pinzette aus Kunststoff 13 cm	1
puderfreier OP-Handschuh M	2
folienbeschichtetes Abdecktuch 60 cm × 50 cm	1
folienbeschichtetes Abdecktuch 60 cm × 50 cm mit 5 cm Öffnung und Inzision	1

VORTEILE

- getrennte Kammer für Desinfektionsmittel
- Abdecktuch mit Öffnung und Inzision – optimale Belegung der Katheter-Stelle



Matoset DIALYSE-SET



2-teiliger
Weichblister
mit Perforation

MA-991-ZES2-494

Stück

START	
Mullkomresse 7,5 cm × 7,5 cm	4
puderfreier OP-Handschuh S*	2
folienbeschichtetes Abdecktuch 45 cm × 45 cm mit Inzision	1
STOPP	
Vlieskomresse 7,5 cm × 7,5 cm	4
selbstklebender Verband zum Sichern des Katheters 16 cm × 5,5 cm	1
puderfreier OP-Handschuh S*	2

* MA-991-ZES2-495 - mit Handschuhen in Größe M



VORTEILE

- 2-teiliges Set für den Beginn und die Beendigung der Dialyse
- selbstklebender Verband in Taschenform zum Sichern des Gefäßkatheters
- puderfreie Nitrilhandschuhe – vor allem geeignet für latex- oder puderempfindliche Personen

Matoset DIALYSE-SET

MA-991-ZEST-385

Stück

START	
Vlieskomresse 7,5 cm x 7,5 cm	3
selbstklebender Vliesverband zum Befestigen der Kanülen 8 cm x 5,8 cm	2
folienbeschichtetes Abdecktuch 60 cm x 50 cm	1
STOPP	
Vlieskomresse 7,5 cm x 7,5 cm	4



2-teiliger Weichblister mit Perforation

VORTEILE

- 2-teiliges Set für den Beginn und die Beendigung der Dialyse
- selbstklebende Verbände zur Sicherung und stabilen Befestigung der Kanülen an den Einstichstellen



Matoset DIALYSE-SET

MA-991-ZEST-487

Stück

START	
Vlieskomresse 7,5 cm x 7,5 cm	4
selbstklebender Vliesverband zum Befestigen der Kanüle 8 cm x 5,8 cm	2
Vlies-Klebeband mit Perforation 15 cm x 2 cm	2
puderfreier OP-Handschuh S*	2
Vlies-Abdecktuch 45 cm x 40 cm	1

*MA-991-ZEST-458 - mit Handschuhen in Größe M



Einkammer-Weichblister

VORTEILE

- selbstklebende Verbände zur Sicherung und stabilen Befestigung der Kanülen an den Einstichstellen



Matoset DIALYSE-SET



MA-991-ZEST-488

Stück

STOPP

Vlieskompressse 7,5 cm × 7,5 cm	6
Vlies-Klebeband mit Perforation 15 cm × 2 cm	4
puderfreier OP-Handschuh S*	2
puderfreier OP-Handschuh L	1

*MA-991-ZEST-459 - mit Latexhandschuhen in Größe M / MA-991-ZAS2-002 - mit Nitrilhandschuhen in Größe M

Einkammer-Weichblister



VORTEILE

- zusätzlicher Handschuh für den Patienten – der Patient kann selbst, auf sterile Weise, den Druckverband nach Abschluss des Verfahrens halten



Matoset DIALYSE-SET



MA-991-ZAS2-004

Stück

START

Vlieskompressse 7,5 cm × 7,5 cm	4
selbstklebender Vliesverband zum Befestigen der Kanülen 8 cm × 5,8 cm	2
Vlies-Klebeband mit Perforation 15 cm × 2 cm	2
puderfreier OP-Handschuh S*	2
folienbeschichtetes Abdecktuch 50 cm × 35 cm	1

*MA-991-ZAS2-001 - mit Handschuhen in Größe M

Einkammer-Weichblister

VORTEILE

- selbstklebende Verbände zur Sicherung und stabilen Befestigung der Kanülen an den Einstichstellen
- puderfreie Nitrilhandschuhe – vor allem geeignet für latex- oder puderempfindliche Personen



START



MA-991-ZES2-232

Stück

START

Vlieskomresse 7,5 cm x 7,5 cm	6
selbstklebender Vliesverband zum Befestigen der Kanüle 8 cm x 5,8 cm	2
Vlies-Klebeband mit Perforation 15 cm x 2 cm	4
puderfreier OP-Handschuh S*	2
folienbeschichtetes Abdecktuch 50 cm x 35 cm	1

STOPP

Vlieskomresse 7,5 cm x 7,5 cm	4
selbstklebender Vliesverband 7,2 cm x 5 cm	2
puderfreier OP-Handschuh S*	2
puderfreier OP-Handschuh L	1



2-teiliger Weichblister mit Perforation

* A-991-ZES2-234 - mit Handschuhen in Größe M / MA-991-ZES2-233 - mit Handschuhen in Größe L



VORTEILE

- 2-teiliges Set für den Beginn und die Beendigung der Dialyse
- selbstklebende Verbände zur Sicherung und stabilen Befestigung der Kanülen an den Einstichstellen
- zusätzlicher Handschuh für den Patienten im Set zum Beenden des Verfahrens – der Patient kann selbst, auf sterile Weise, den Druckverband nach Entfernung der Kanüle halten
- selbstklebende Inselferbindungen zum Sichern der Einstichstellen nach der Entfernung der Kanülen

Matoset KANÜLEN-SET



MA-991-ZBB2-014

Stück

Mullkomresse 7,5 cm x 7,5 cm	5
selbstklebender Folien-Vliesverband zum Befestigen der Kanülen 8 cm x 5,8 cm	1
puderfreier OP-Handschuh M	2
folienbeschichtetes Abdecktuch 45 cm x 45 cm	1
Venenstauer	1

Zweikammer-Hartblister

VORTEILE

- der Zweikammer-Blister erfüllt eine trennende Funktion
- der selbstklebende Verband auf transparentem Folienträger ermöglicht die Beobachtung der Einstichstelle
- puderfreie Nitrilhandschuhe – vor allem geeignet für latex- oder pudereempfindliche Personen



Matoset TROPFINFUSION-SET



MA-991-ZESA-608

Stück

Vlieskompressen 7,5 cm x 7,5 cm	2
puderfreier OP-Handschuh	2
selbstklebender Folien-Vliesverband zum Befestigen der Kanülen 5,8 cm x 8 cm	1
Venenstauer	1

Klarsichtbeutel

aus Papier
und Kunststoff-Verbundfolie

VORTEILE

- selbstklebender Folien-Vliesverband zum Sichern der Einstichstelle
- Venenstauer – ermöglicht das Einstechen in die Vene



Matoset LUMBALPUNKTION-SET

MA-991-ZBB2-008

Stück

Vlieskomresse 7,5 cm × 7,5 cm	10
selbstklebender Vliesverband 7,2 cm × 5 cm	1
anatomische Pinzette aus Kunststoff 13 cm	1
Spritze Luer 3 ml	1
Spritze Luer Lock 5 ml*	1
Injektionsnadel 0,5 mm × 25 mm	1
Injektionsnadel 1,2 mm × 40 mm	1
folienbeschichtetes Abdecktuch 75 cm × 45 cm	1
folienbeschichtetes Abdecktuch 60 cm × 50 cm mit 10 cm Öffnung und Klebestreifen	1



Dreikammer-Hartblister

*MA-991-ZBB2-020 - mit Spritze Luer 5 ml

VORTEILE

- Drei Blisterkammern – Anordnung der Bestandteile des Sets
- Barriere-Abdecktuch mit Klebestreifen um die Öffnung – optimale und sichere Abdeckung der Eingriffsstelle
- selbstklebender Inselverband sichert die Einstichstelle



Matoset LUMBALPUNKTION-SET

MA-991-ZESA-410

Stück

Mullkomresse 7,5 cm × 7,5 cm	8
Spritze Luer Lock 5 ml	1
Spritze Luer Lock 10 ml	1
Spritze Luer Lock 20 ml	1
Injektionsnadel 0,5 mm × 25 mm	1
Injektionsnadel 1,2 mm × 40 mm	1
Nierenschale aus Plastik 700 ml	1
folienbeschichtetes Abdecktuch 45 cm × 45 cm	1
folienbeschichtetes Abdecktuch 75 cm × 45 cm	1
folienbeschichtetes Abdecktuch 60 cm × 50 cm Öffnung und Klebestreifen an den Ecken	1



Klarsichtbeutel
aus Papier
und Kunststoff-Verbundfolie

VORTEILE

- Barriere-Abdecktuch mit Klebestreifen um die Öffnung und an den Ecken – optimale und sichere Abdeckung der Eingriffsstelle
- Bestandteile des Sets im Plastikbecher angebracht





Zweikammer-Hartblister

MA-991-ZBB2-010

Stück

Mullkomresse 7,5 cm × 7,5 cm	10
Mulltupfer, kugelförmig 20 cm × 20 cm	10
Nadelhalter aus Metall 13 cm	1
anatomische Pinzette aus Kunststoff 13 cm	1
Skalpelle Klinge nr 11	1
Spritze Luer 10 ml	1
Spritze Luer 20 ml	1
Injektionsnadel 0,8 mm × 40 mm	1
Injektionsnadel 1,2 mm × 40 mm	1
folienbeschichtetes Abdecktuch 75 cm × 45 cm (Verpackung eines Teils des Sets)	1
folienbeschichtetes Abdecktuch 75 cm × 45 cm mit 8 cm Öffnung und Klebestreifen	1

VORTEILE

- besondere Anordnung der Elemente im Blister: Tupfer und Pinzette zur Desinfektion der Einstichstelle sind lose im Blister verlegt, und die zur Durchführung des sauberen Teils des Verfahrens bestimmten Elemente sind zusätzlich mit einem sterilen Abdecktuch gesichert
- getrennte Kammer für Desinfektionsmittel
- Nadelhalter aus Metall – gewährleistet präzisen und sicheren Griff



Matoset ZENTRALER-ZUGANG-SET

MA-991-ZES2-430

Stück

Mullkomresse 7,5 cm × 7,5 cm	10
Nadelhalter aus Metall 13 cm	1
Metallschere scharf/scharf 11 cm	1
anatomische Pinzette aus Metall 14 cm	1
folienbeschichtetes Abdecktuch 90 cm × 75 cm (Umwicklung des Sets)	1
folienbeschichtetes Abdecktuch 90 cm × 75 cm mit 8 cm Öffnung und Klebestreifen	1



Klarsichtbeutel
aus Papier
und Kunststoff-Verbundfolie



VORTEILE

- Nadelhalter aus Metall – gewährleistet präzisen und sicheren Nadelgriff
- Metallpinzette – präziser Fadengriff
- Metallschere scharf/scharf – präzises Schneiden von Fäden



Matoset BEHANDLUNGS-SET

MA-991-ZES2-184

Stück

Mullkomresse 7,5 cm × 7,5 cm	5
Vlies-Mull-Saugkompressen 10 cm × 7,5 cm	1
anatomische Pinzette aus Kunststoff 13 cm	1
Nierenschale aus Plastik 700 ml	1



Klarsichtbeutel
aus Papier
und Kunststoff-Verbundfolie

VORTEILE

- die Vielseitigkeit der Bestandteile ermöglicht einen breiten Anwendungsbereich
- sehr saugstarke Komresse



Matoset EINGRIFFS-SET**MA-991-ZEST-067**

Stück

Vlieskomresse 5 cm x 5 cm	5
anatomische Pinzette aus Kunststoff 13 cm	1
runder Plastikbecher 125 ml	1

Einkammer-Weichblister

VORTEILE

- die Vielseitigkeit der Bestandteile ermöglicht einen breiten Anwendungsbereich
- der Plastikbecher mit 25 ml-Teilung ermöglicht die Ermittlung des Flüssigkeitsvolumens

**Matoset** EINGRIFFS-SET**MA-991-ZEST-049**

Stück

Mullkomresse 10 cm x 10 cm	5
Mulltupfer, kugelförmig 20 cm x 20 cm	5
anatomische Pinzette aus Kunststoff	1
runder Plastikbecher 125 ml	1
Nierenschale aus Plastik 700 ml	1

Klarsichtbeutel

aus Papier
und Kunststoff-Verbundfolie

VORTEILE

- die Vielseitigkeit des Sets ermöglicht einen breiten Anwendungsbereich
- der Plastikbecher mit 25 ml-Teilung ermöglicht die Ermittlung des Flüssigkeitsvolumens



Matoset TRACHEOSTOMIE-SET

MA-991-ZEB2-294

	Stück
Mullkomresse 7,5 cm x 7,5 cm	5
Vlieskompressen mit Inzision Ø 10 cm x 10 cm	2
anatomische Pinzette aus Kunststoff 13 cm	1



Einkammer-Hartblister



VORTEILE

- Kompressen mit Inzision sichern den Tracheostomietubus


Matoset TRACHEOSTOMIE-SET

MA-991-ZEB2-282

	Stück
Mullkomresse 7,5 cm x 7,5 cm	5
Vlieskompressen mit Inzision Ø 10 cm x 10 cm	2
anatomische Pinzette aus Kunststoff 13 cm	1
Band zum Befestigen des Tracheostomietubus	1



Einkammer-Hartblister



VORTEILE

- Kompressen mit Inzision sichern den Tracheostomietubus
- zusätzliches Befestigungsband, stabilisiert den Tubus



tzmo-global.com
matopat-global.com