



Medizinischer Klinik- und Praxisbedarf



Wir über uns

Matopat ist eine der Hauptmarken der TZMO Unternehmensgruppe. Matopat bietet neben zahlreichen medizinischen Produkten für den professionellen Einsatz in Krankenhäusern, OP-Sälen, Behandlungsräumen und Krankenwägen auch endverbrauchernahe Artikel wie Pflaster, Verbände und Binden.

über **65 Jahre** Erfahrung, Tradition und Geschichte

kontinuierliche Entwicklung von medizinischen Produkten

enge **Zusammenarbeit** mit Fachärzten und Behörden

über **10.000 Artikel** in unserer Produktpalette

UNSER ANGEBOT

Behandlungs- und OP-Sets

Wundversorgung

Einweg- und Mehrwegbekleidung

Handschuhe

Sterilisationsverpackungen

Chirurgische Netze

PRODUKTE

Wir entwickeln Produkte, die die tatsächlichen Bedürfnisse des medizinischen Personals widerspiegeln.

LÖSUNGEN

Wir statten Krankenhäuser mit Wissen aus, wie man mit Sparen umgeht und wie man spart, um hohes Serviceniveau zu behalten.

Einfach MEHR

Mehr Produktvielfalt. Mehr Reichweite. Mehr Kompetenz. Mehr Branchen. Mehr Services.

TZMO
Deutschland
member of  TZMO GROUP

GmbH

Ihr Partner für Medizin-,
Pflege- und Hygieneprodukte.

seni[®]

CITONET

dr
MAX

TRICOMED

bella

Happy

eva

matopat


seni[®]
care

seni[®]

Rundumversorgung bei Inkontinenz

CITONET

Komplettlösung für Textilien
und medizinische Instrumente

dr
MAX

Sauberkeit und Hygiene
im Haushalt –
unsere Reinigungsproduktlinie

TRICOMED

Moderne Technologien
für die Medizin

bella

Damenhygiene für jede
Lebenssituation

Happy

Alles rund um Schwangerschaft,
Baby- und Kinderhygiene

eva

Produkte für Gesichts-,
Körper- und Haarpflege

matopat


Medizinische Produkte für den
professionellen Einsatz sowie
endverbrauchernahe Artikel

seni[®]
care

Professionelle Hautpflegeprodukte
für die tägliche Anwendung

Sterilisations- verpackungen

BOM – sichere, medizinische Verpackungen für die Sterilisation

Für eine möglichst **lange, sterile Lagerung und Aufbewahrung** medizinischer Instrumente.

Unsere große Auswahl an Klarsichtbeuteln, Krepp- und Vliespapieren ist für alle gängigen medizinischen Instrumente ideal geeignet.

Klarsichtbeutel aus Papier und Folie,
ohne Seitenfalte (STEAM, EO, FORM)



Klarsichtschlauch aus Papier und
Folie, ohne Seitenfalte
(STEAM, EO, FORM)



Krepppapier (optional abwechselnd
verpackt weiß/grün)



Verfügbare
Farben



Vliesbögen (optional abwechselnd
verpackt blau/grün)



Verfügbare
Farben




SMS Sterilisationsvlies,
40 gm², 55 gm², 70 gm²




Verfügbare
Farben



40 gm²



55 gm²



70 gm²

Optional abwechselnd verpackt (blau/grün).

Auch erhältlich:

Beutel und Schläuche mit Seitenfalte | weitere Abmessungen |
selbstklebende Beutel aus Papier und Folie

BOM – sichere, medizinische Verpackungen für die Sterilisation

Sterilisations- verpackungen

	Artikelnummer	Größe in mm	Stück/VE	VE/Karton
Klarsichtbeutel aus Papier und Folie, ohne Seitenfalte (STEAM, EO, FORM)	OM-191-FPPA-109	75 x 200	100	20
	OM-191-FPPA-110	75 x 250	100	15
	OM-191-FPPA-112	100 x 150	100	20
	OM-191-FPPA-114	100 x 250	100	15
	OM-191-FPPA-123	150 x 300	100	10
	OM-191-FPPA-124	150 x 380	100	10
	OM-191-FPPA-130	210 x 350	100	15
	OM-191-FPPA-131	250 x 380	100	10
	OM-191-FPPA-132	250 x 500	100	5
Klarsichtschlauch aus Papier und Folie, ohne Seitenfalte, 200 m (STEAM, EO, FORM)	OM-194-FPPA-011	50	1	7
	OM-194-FPPA-012	75	1	5
	OM-194-FPPA-013	100	1	4
	OM-194-FPPA-015	150	1	3
	OM-194-FPPA-016	200	1	2
	OM-194-FPPA-017	250	1	2
	OM-194-FPPA-018	300	1	1
Krepppapier blau	OM-195-N060-005	750 x 750	250	1
	OM-195-N060-006	900 x 900	250	1
	OM-195-N060-008	1.200 x 1.200	100	1
Krepppapier grün	OM-195-K060-005	750 x 750	250	1
	OM-195-K060-006	900 x 900	250	1
	OM-195-K060-008	1.200 x 1.200	100	1
Vliesbögen blau	OM-199-N060-113	750 x 750	150	1
	OM-199-N060-114	900 x 900	100	1
	OM-199-N060-117	1.200 x 1.200	75	1
Vliesbögen grün	OM-199-Z060-013	750 x 750	150	1
	OM-199-Z060-014	900 x 900	100	1
	OM-199-Z060-017	1.200 x 1.200	75	1

sterile Sets für Klinik, Praxis und Pflege

Matoset – medizinische Sets

Für die effiziente Nutzung von **standardisierten** oder **individuell zusammengestellten** **Behandlungs- und OP-Sets**.

Matoset Fadenziehset



Matoset Katheterset



Matoset Wundversorgungsset



Matoset OP-Set



Matoset Verbandwechselset



Matoset Babyset



Stellen Sie jetzt Ihr individuelles
Behandlungs- oder OP-Set zusammen.

Matodrape – mehrlagige Abdecktücher

Reißfeste und flüssigkeitsdichte Abdecktücher, die die Sicherheit des Patienten und des medizinischen Personals gewährleisten. Die Abdecktücher können auch als Abdeckung für die medizinischen Geräte und Instrumententische verwendet werden.

Die Folienschicht im Inneren sorgt für eine vollständige Barriere gegen Flüssigkeiten und Mikroorganismen.

Die Abdecktücher sind antistatisch und biokompatibel.

Die saugstarken 3-lagigen Abdecktücher (L3) sind besonders reißfest und angenehm weich auf der Patientenseite.



	Artikelnummer	Größe	Stück/VE	VE/Karton
Abdecktücher, 2-lagig (L2)	MA-134-SEL2-058	45 x 75 cm	30	4
	MA-134-SEL2-072	75 x 90 cm	40	6
	MA-134-SEL2-053	90 x 150 cm	25	6
	MA-134-SEL2-006	150 x 180 cm	1	35
Abdecktücher, 3-lagig (L3)	MA-134-SEL3-003	45 x 75 cm	1	60
	MA-134-SEL3-005	75 x 90 cm	1	70
	MA-134-SEL3-012	90 x 150 cm	1	40

Auch als Dispenser
erhältlich.



Auch erhältlich:

Andere Abmessungen und Varianten sind ebenfalls erhältlich – siehe Preisliste

OP-Bekleidung

Matodress – sterile chirurgische Mäntel (Perfect, Standard)

Die praktischen OP-Mäntel bestehen aus Polypropylen-Vliesstoff, sind atmungsaktiv und garantieren einen hohen Tragekomfort. Die chirurgischen OP-Mäntel sind steril verpackt.

- lange Ärmel mit nahtlosem Polyesterbündchen umschließen das Handgelenk passgenau
- Ultraschall-Nähte bieten zusätzlich verbesserte Festigkeit und eine Barriere gegen Flüssigkeiten

Matodress Perfect:

Bestehen im weniger kritischen Teil aus Polypropylen-Vliesstoff, während die Unterarme und die **Vorderseite des OP-Mantels eine Verstärkungsschicht** haben.

- Klebeschilder auf dem Etikett zur Vereinfachung der Dokumentation für das medizinische Personal

Matodress Standard:

Bestehen aus **unverstärktem** Polypropylen-Vliesstoff mit staub- und nahtfreien Ärmelumschlägen

- Klettverschlüsse im Nackenbereich zum Anpassen des OP-Mantels

Matodress verstärkte, chirurgische OP-Mäntel, Perfect



Matodress unverstärkte, chirurgische OP-Mäntel, Standard



	Artikelnummer	Größe	Stück/VE	VE/Karton
Matodress chirurgische OP-Mäntel Perfekt (verstärkt)	MA-143-FACM-001	M, 115 cm	1	20
	MA-143-FACM-002	L, 125 cm	1	20
	MA-143-FACM-003	XL, 140 cm	1	20
	MA-143-FACM-004	XXL, 155 cm	1	25
Matodress chirurgische OP-Mäntel Standard (unverstärkt)	MA-143-FACW-001	M, 115 cm	1	25
	MA-143-FACW-002	L, 125 cm	1	25
	MA-143-FACW-003	XL, 140 cm	1	25
	MA-143-FACW-004	XXL, 155 cm	1	25

Schutz und Hygiene für Patienten und Personal

Schutzprodukte

Medizinische Masken bestehen aus 3-lagigem Vliesstoff. Die Masken erfüllen die Anforderungen der Norm PN-EN 14683 für Typ II und Typ IIR.

Dank der inneren Filterschicht (bakterielle Filtrationseffizienz BFE $\geq 98\%$) bieten die Masken Schutz vor der Verbreitung von Infektionserregern über den Tröpfchenweg.

Surgimask, medizinische Gesichtsmaske, Größe L, blau



Surgimask, medizinische Gesichtsmaske, Größe M, blau



Surgimask, medizinische Gesichtsmaske, Typ IIR, weiß



	Artikelnummer	Größe	Stück/VE	VE/Karton
Medizinische Gesichtsmasken, unsteril	MA-142-MM3U-005	L	50	10
	MA-142-MM3U-009	M	30	14
	MA-142-MM3U-011, IIR	L	50	10

Überziehschuhe aus Folie, unsteril

Der obere Teil der Überziehschuhe aus Polyethylenfolie ist mit einem Gummizug ausgestattet, der den Fuß umschließt. Die Überziehschuhe schützen vor dem Eindringen von Verunreinigungen durch Schuhe in saubere Räume.



Schutzlaken, unsteril, 220 x 90 cm

Bestehend aus 2-lagigem Laminat, das aus einer Lage hochwertigem Vliesstoff und einer „atmungsaktiven“ Folie besteht, die keine Flüssigkeiten, aber Wasserdampf durchlässt (z.B. für Matratzenschutz, OP-Tische, Betten).



	Artikelnummer	Größe	Stück/VE	VE/Karton
Überziehschuhe aus Folie, unsteril	MA-142-OCGF-001	Universalgröße	100	24
Schutzlaken, unsteril	MA-133-SEBS-001	220 x 90 cm	100	1


Einweg-Instrumente für operative und ambulante Eingriffe. Erstklassige Qualität, steril und nützlich.

Die Instrumente sind aus Plastik oder Metall in einer sterilen Verpackung (sterilisiert in einem validierten Vorgang (gemäß den Normen EN ISO 17665-1 und EN ISO 11135)). Scharfe Werkzeuge sind mit einem Schutzhütchen gesichert, sodass das Durchstechen der Verpackung unmöglich ist.


	Artikelnummer	Größe	Stück/VE	VE/Karton
Plastikpinzette, anatomisch, grün	MA-291-PENS-018	13 cm	20	12
chirurgische Pinzette Adson	MA-291-PENS-004	12,5 cm	25	27
anatomische Pinzette Standard	MA-291-PENS-005	14 cm	25	27
chirurgische Pinzette Gillies	MA-291-PENS-006	15 cm	25	27
chirurgische Pinzette	MA-291-PENS-007	25 cm	25	10
anatomische Pinzette	MA-291-PENS-019	12,5 cm	25	12
Webster-Nadelhalter, gerade	MA-291-KLE1-003	13 cm	25	12
Mayo-Hegar-Nadelhalter, gerade	MA-291-KLE1-006	20 cm	25	10
Mayo-Hegar-Nadelhalter, gerade	MA-291-KLE1-008	15 cm	25	12
Pean-Rochester-Klemme, gerade	MA-291-KLE1-004	14 cm	25	12
Pean-Rochester-Klemme, gerade	MA-291-KLE1-036	20 cm	25	10
Mosquito-Klemme, gebogen	MA-291-KLE1-009	12,5 cm	25	12
Mosquito-Klemme, gerade	MA-291-KLE1-038	12,5 cm	25	12
Kocher-Klemme, gerade	MA-291-KLE1-032	18 cm	25	10
Kocher-Klemme, gerade	MA-291-KLE1-033	14 cm	25	12
Mayo-Schere, gebogen, stumpf-stumpf	MA-291-NAT1-004	15 cm	25	12
Mayo-Schere, gerade, stumpf-stumpf	MA-291-NAT1-005	17 cm	25	10
Iris-Schere, gerade, spitz-spitz	MA-291-NAT1-007	11 cm	25	12
Mayo-Schere, gebogen, spitz-stumpf	MA-291-NAT1-008	15 cm	25	12
Metzenbaum-Schere, gebogen, stumpf-stumpf	MA-291-NAT1-009	20 cm	25	10
chirurgische Schere, gerade, spitz-spitz	MA-291-NAT1-010	15 cm	25	12

Einmal- instrumente

Plastikpinzette, anatomisch,
grün



chirurgische Pinzette Adson




chirurgische Pinzette
Standard



Webster Nadelhalter, gerade



Mayo Hegar Nadelhalter,
gerade, 20 cm



Mayo Hegar Nadelhalter,
gerade, 15 cm



Pean-Rochester-Klemme
gerade



Mosquito-Klemme, gebogen



Kocher-Klemme, gerade



Mayo-Schere, gebogen,
stumpf-stumpf



Iris-Schere, gerade,
spitz-spitz



Metzenbaum Schere
gebogen, stumpf-stumpf



Untersuchungs- handschuhe

Ambulex – Nitril-Handschuhe

Die Untersuchungshandschuhe aus Nitril gehören zur persönlichen Schutzausrüstung der Kategorie III, sie entsprechen der Norm ISO 374. Sie sind **latexfrei** und somit eine gute Alternative bei Latexallergie.

Sie zeichnen sich durch eine **hohe Reißfestigkeit** aus. Die texturierten Fingerspitzen sorgen für einen sicheren Griff bei trockenen und nassen Bedingungen.

Die ungepuderten Ambulex Nitril-Handschuhe sind beidhändig, d.h. sie sind für beide Hände geeignet.

Ambulex Nitril-Handschuhe,
ungepudert, violett



	Artikelnummer	Größe	Stück/VE	VE/Karton	Kartons/Palette
Ambulex Nitril-Handschuhe, ungepudert, violett	MA-144-S000-024	S	100	10	84
	MA-144-M000-024	M	100	10	84
	MA-144-L000-024	L	100	10	84
	MA-144-XL00-024	XL	100	10	84

Surgitouch – OP-Handschuhe

Die **sterilen, puderfreien** OP-Handschuhe aus **Latex** sind für den Einsatz bei **allen invasiven und chirurgischen Eingriffen** geeignet.

Sie zeichnen sich durch eine **hohe Elastizität** und **mechanische Festigkeit** aus.

Die **strukturierte Handfläche** verbessert die **Griffigkeit** für eine effiziente Handhabung der Instrumente. Durch die **anatomische Passform** bietet sich **hoher Tragekomfort** für die linke und rechte Hand.

Strahlensterilisiert. Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III im Sinne der Verordnung (EU) 2016/425.

Surgitouch chirurgische Handschuhe, ungepudert



Surgitouch H chirurgische Handschuhe, mit Gel-Innenbeschichtung, ungepudert



	Artikelnummer	Größe	Paar/VE	VE/Karton	Kartons/Palette
Surgitouch chirurgische Handschuhe, ungepudert	MA-145-5502-006	5,5	50 Paar	4	36
	MA-145-6002-006	6	50 Paar	4	36
	MA-145-6502-006	6,5	50 Paar	4	36
	MA-145-7002-006	7	50 Paar	4	36
	MA-145-7502-006	7,5	50 Paar	4	36
	MA-145-8002-006	8	50 Paar	4	36
	MA-145-8502-006	8,5	50 Paar	4	36
	MA-145-9002-006	9	50 Paar	4	36
Surgitouch H chirurgische Handschuhe, mit Gel-Innenbeschichtung, ungepudert	MA-145-5502-008	5,5	50 Paar	4	36
	MA-145-6002-008	6	50 Paar	4	36
	MA-145-6502-008	6,5	50 Paar	4	36
	MA-145-7002-008	7	50 Paar	4	36
	MA-145-7502-008	7,5	50 Paar	4	36
	MA-145-8002-008	8	50 Paar	4	36
	MA-145-8502-008	8,5	50 Paar	4	36
	MA-145-9002-008	9	50 Paar	4	36

Die hochwertigen und vielseitig einsetzbaren Optomesh® Chirurgienetze überzeugen durch ihre **hohe mechanische Festigkeit, geringes Flächengewicht, passende Porengröße** und **vielseitige Einsetzbarkeit**. Die Netze enthalten **keine Substanzen allogener oder tierischer Herkunft**. Die chirurgischen Netze sind **nicht resorbierbar** und bestehen aus **Monofilament-Polypropylengarn**.

Die chirurgischen Netze Optomesh® sind für Rekonstruktionseingriffe zur Ausfüllung und/oder Verstärkung der mangelnden Weichgewebe bei abdominalen Hernien empfohlen.

Optomesh® Ultralight

Sehr leichte chirurgische Netze mit verschiedenen Größen (S-, M- und L-Pore).

S-Pore: Netz mit kleinen Poren zur Versorgung von kleinen und mittelgroßen Hernien


M-Pore: Netz mit großen Poren, zur Versorgung von kleinen, mittelgroßen und großen Hernien

L-Pore: Netz mit sehr großen Poren, zur Versorgung von kleinen Hernien

Optomesh® Ultralight S-, M-, L-Pore



Optomesh® Ultralight S-, M-, L-Pore



Optomesh® Macropore

Leichte chirurgische Netze aus Polypropylen, mit großen Poren, die blaue Orientierungslinien verwenden, um die Sichtbarkeit und Positionierung des Erzeugnisses im Operationsfeld zu erleichtern.

Optomesh® Macropore mit blauen Orientierungslinien



Optomesh® – chirurgische, sterile Herniennetze

Implantation

	Artikelnummer	Größe in mm	Stück/VE	VE/Karton
Optomesh® Ultralight S-Pore	MB-271-OPUS-006	60 x 110	1	10
	MB-271-OPUS-011	100 x 150	1	10
	MB-271-OPUS-015	150 x 150	1	10
Optomesh® Ultralight M-Pore	MB-271-OPUM-006	60 x 110	1	10
	MB-271-OPUM-011	100 x 150	1	10
	MB-271-OPUM-015	150 x 150	1	10
	MB-271-OPUM-019	200 x 300	1	10
Optomesh® Ultralight L-Pore	MB-271-OPUL-006	60 x 110	1	10
	MB-271-OPUL-011	100 x 150	1	10
	MB-271-OPUL-015	150 x 150	1	10
Optomesh® Macropore, mit blauen Orientierungslinien	MB-271-OPMM-102	50 x 100	1	10
	MB-271-OPMM-106	80 x 130	1	10
	MB-271-OPMM-107	100 x 160	1	10
	MB-271-OPMM-110	150 x 150	1	10

Auch erhältlich:

Weitere Größen auf Anfrage erhältlich.

Implantation

Dallop® NM Ultralight – urologische Bänder

Die **nicht resorbierbaren**, urologischen und sterilen Bänder werden bei chirurgischen Eingriffen zur Behandlung von Belastungsinkontinenz empfohlen.

Sie bestehen aus **Monofilament-Polypropylen-Garn** und sind mit einer **blauen Orientierungslinie** entlang der kompletten Länge versehen. Dadurch wird die **Sichtbarkeit im Operationsfeld erleichtert** und die **bessere Identifikation** ermöglicht, falls eine Korrektur der Spannung vorgenommen werden muss.

Die Implantate beinhalten **keine allogenen oder tierischen Substanzen**.

Für Implantationen mit folgenden Methoden geeignet:

- Tension free Vaginal Tape (TVT)
- Trans Obturator Tape (TOT)
- Tension free Vaginal Tape-Obturator (TVT-O)

Dallop® NM Ultralight




Dallop® NM Ultralight



Hilfsinstrument

Für das Einsetzen der urologischen Bänder werden verschiedene, wiederverwendbare Hilfsinstrumente angeboten, z.B. der TOT oder TVT Applikator.

Applikator TOT und TVT



	Artikelnummer	Größe	Stück/VE	VE/Karton
Dallop® NM Ultralight	MB-271-TNMU-002	450 mm	1	5
Applikator TOT, unsteril	MA-292-XTOT-001	–	1	5
Applikator TVT, unsteril	MA-292-XTVT-001	–	1	5

Bettschutz- unterlagen

Seni Soft HE – Bettschutzunterlagen

Die saugstarken Bettschutzunterlagen Seni Soft HE bieten zusätzlichen Schutz beim Produktwechsel oder der täglichen Körperpflege. Zugleich schützen sie zuverlässig das Bett oder den Rollstuhl.

Die Seni Soft HE Bettschutzunterlagen gewährleisten einen zuverlässigen Schutz dank der rutschfesten folierten Unterseite.

Seni Soft HE Bettschutz-
unterlage, 40 x 60 cm



Seni Soft HE Bettschutz-
unterlage, 60 x 60 cm



Seni Soft HE Bettschutz-
unterlage, 60 x 90 cm



	Artikelnummer	Größe	Stück/VE	VE/Karton
Seni Soft HE	SE-091-HE50-001	40 x 60 cm	50	8
	SE-091-HE50-002	60 x 60 cm	50	4
	SE-091-HE50-003	60 x 90 cm	50	4

Auch erhältlich:

Noch saugfähigere Bettschutzunterlagen
sind auf Anfrage erhältlich.

hämostatischer Wundverband

Tromboguard – hämostatischer Wundverband

Zur Ersten Hilfe und Versorgung von traumatischen Wunden

Der saugfähige Schaumstoffverband besteht aus einer einzigartigen Kombination verschiedener Aktivstoffe (Chitosan und Alginat), die die Blutungszeit deutlich verkürzen. Beim Aufsaugen des Sekretes aus der Wunde bildet das Natriumalginat eine Gelschicht. Dadurch haftet der Verband nicht an der Wunde und kann schmerzfrei gewechselt werden.



Ideal für:

Erste-Hilfe-Kits · medizinische Notfälle · Einsatz im Bereich der taktischen Notfallmedizin

Tromboguard hämostatischer Wundverband, steril



Geeignet zur Blutstillung bei folgenden Wunden:

- Unfallverletzungen
- Operationswunden
- Entnahmestellen von Hauttransplantationen in der (rekonstruktiven) Chirurgie, darunter auch Verbrennungsbehandlung
- Erste-Hilfe-Versorgung
- akut blutende Wunden (Schnitt-, Stich-, Schuss- und Durchschusswunden)
- Wunden infolge von Verkehrsunfällen

100%

Biokompatibel



Der Verband ist biokompatibel, d.h. er zeigt keine allergische, reizende oder zytotoxische Wirkung.

Stillt
die Blutung
innerhalb
von
3
Minuten

	Artikelnummer	Größe	Stück/VE	VE/Karton
Tromboguard hämostatischer Wundverband (steril)	MA-156-TROM-004	10 x 10 cm	5	10
	MA-156-TROM-006	10 x 20 cm	5	10

Auch erhältlich:

Weitere Größen auf Anfrage erhältlich.

Professionelle Hautpflege für die Hände

Seni Care Handschutzcreme, 500 ml oder 100 ml



Für die mehrfache, tägliche Anwendung auf der Haut, wenn diese häufigem Kontakt mit Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln ausgesetzt ist. Die Creme unterstützt den Regenerationsprozess, zieht schnell ein und schützt vor Feuchtigkeitsverlust sowie den negativen Auswirkungen äußerer Faktoren.

Die Creme kann unter Schutzhandschuhen angewendet werden. Enthält Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs zur Geruchsneutralisierung.

Erhältlich in zwei Größen: 500 ml und 100 ml.



PARFÜMFREI 

Reichhaltige Pflege für die Hände. Die sorgfältig ausgewählten Inhaltsstoffe unterstützen die natürliche Regeneration der Haut beanspruchter Hände. Die Creme zieht schnell ein und spendet Feuchtigkeit (3% Urea). Für spürbar weichere und gestraffte Haut.

Seni Care Pflegende Handcreme, 100 ml





	Artikelnummer	Größe	Stück/VE	VE/Karton
Seni Care Handschutzcreme	SE-231-B500-DXE	500 ml	1	12
	SE-231-T100-DX1	100 ml	1	14
Seni Care Pflegende Handcreme	SE-231-T100-26D	100 ml	1	14

Auch erhältlich:

Weitere Produkte auf Anfrage erhältlich.





**Die Kombination aus Tradition und modernsten
Lösungen macht Matopat zu einem perfekten
und zuverlässigen Partner.**





Matopat ist eine Marke der TZMO Gruppe.

Waldstraße 2 | 16359 Biesenthal

 +49 (3337) 45 13 290

 www.matopat.de

 info@tzmo.de

 [@matopatglobal1666](https://www.youtube.com/@matopatglobal1666)



11-MAT-PRIN-MKP