
Matoset INSTRUMENT

QUALITÄT KOMPLEXITÄT SICHERHEIT



Medizinische

Einweg-Instrumente



 TZMO SA

Matoset INSTRUMENT

ist eine Produktlinie steriler Einweginstrumente,

die von Fachleuten und direkten Anwender:innen ausgewählt wurde.
Perfekt für den Einsatz in Krankenhausstationen, OP-Sälen
und Behandlungsräumen.

Warum Matoset INSTRUMENT?

Die Instrumente sind hergestellt aus:

- rostfreiem Stahl (nicht lichtreflektierend),
- Kunststoff (langlebig und präzisionsgarantierend),
- anderen Rohstoffen.

Die Instrumente können einzeln in steriler Version
unter der Marke **Matoset INSTRUMENT**
oder als Bestandteile von sterilen **Matoset**
Einweg-Behandlungs- und Operationssets verpackt werden.



- 1 Sichtbare Einwegkennzeichnung, was eine Verwechslung mit einem wiederverwendbaren Instrument verhindert.



- 2 Scharfe Teile sind mit einer Schutzkappe gesichert.



- 3 Trotz der Auslegung für den Einweggebrauch zeichnen sich die Instrumente durch hohe Qualität, sorgfältige Verarbeitung, Beständigkeit und Präzision aus.



- 4 Ausgewählte Metallinstrumente sind in einem praktischen Dispenser verpackt, der das bequeme Entnehmen der Instrumente ermöglicht (die Verpackungseinheit ist der Spender).



- 5 Der Griffteil ist immer zur Öffnungsseite der Verpackung ausgerichtet.

STERILE

- 6 Steril, mit einem Haltbarkeitsdatum von 5 Jahren.

Anwendungsvorteile der Einweginstrumente für die Benutzenden:

- präzise – zuverlässig
- professionell – von und für Fachleute entwickelt
- leicht von wiederverwendbaren Instrumenten unterscheidbar durch deutliche Kennzeichnung mit dem Einweg-Symbol
- einsatzbereit – steril
- immer verfügbar – ohne zeit- und kostenaufwändige Vorbereitungsphasen der Instrumente zur erneuten Anwendung:



Umlauf der Mehrweginstrumente



Umlauf der Einweginstrumente



Anwendungsvorteile der Einweginstrumente für die Patient:innen:

- am sichersten für Patient:innen, im Hinblick auf die Auslegung für den Einweggebrauch und die Qualitätssicherung durch TZMO SA



FARBliche KENNZEICHNUNG DER METALLINSTRUMENTE

für ausgewählte Instrumente und Sets haben wir eine farbliche Kennzeichnung, die die Identifizierung und Unterscheidung von Instrumenten zur mehrfachen Anwendung erleichtert

QUALITÄT VIELSEITIGKEIT SICHERHEIT

Inhaltsverzeichnis

Metallinstrumente 4

-  Pinzetten
-  Klemmen
-  Nadelhalter
-  Scheren
-  Skalpellgriffe

Instrumente und Elemente aus Kunststoff 10

-  Instrumente
-  Behälter
-  Abdeckungen

Sonstige Elemente 12

-  Abstrichtupfer

Matoset Beispiel-Sets mit Instrumenten 13





PINZETTEN




Chirurgische Pinzette

Anatomische Pinzette

Geriffelter Griff
für besseren Halt

TYP	SPITZE	LÄNGE	ARTIKELNUMMER	ANZAHL IM SPENDER
CHIRURGISCHE PINZETTEN				
ADSON		12,5 cm	MA-291-PENS-004	25
GILLIES		15 cm	MA-291-PENS-006	25
		25 cm	MA-291-PENS-007	25
ANATOMISCHE PINZETTEN				
		12,5 cm	MA-291-PENS-019	25
		14 cm	MA-291-PENS-005	25
		30 cm	MA-291-PENS-023	1
OHRPINZETTE		12,5 cm	MA-291-PENS-008	20
NASENPINZETTE		16 cm	MA-291-PENS-009	20
AUGENPINZETTE		10 cm	MA-291-PENS-020	25

KLEMMEN



PEAN

KOCHER

FORESTER

TYP	SPITZE	LÄNGE	ARTIKELNUMMER	ANZAHL IM SPENDER
-----	--------	-------	---------------	-------------------

PEAN-KLEMMEN

GEBOGEN HALSTEAD-MOSQUITO



12,5 cm MA-291-KLE1-009 25

GERADE HALSTEAD-MOSQUITO



12,5 cm MA-291-KLE1-038 25

GERADE ROCHESTER-PEAN



14 cm MA-291-KLE1-004 25

20 cm MA-291-KLE1-036 25

KOCHER



14 cm MA-291-KLE1-033 25

18 cm MA-291-KLE1-032 25

SCHWAMMZANGE



25 cm MA-291-KLE1-034 25

17 cm MA-291-KLE1-042 25



TYP	SPITZE	LÄNGE	ARTIKELNUMMER	ANZAHL IM SPENDER
-----	--------	-------	---------------	-------------------

MIXTER




15,5 cm MA-291-KLE1-043 10

SPREIZER



16 cm MA-291-KLE1-041 7

NADELHALTER



Branchen
innen angeschnitten



mit Sperre

TYP	SPITZE	LÄNGE	ARTIKELNUMMER	ANZAHL IM SPENDER
-----	--------	-------	---------------	-------------------

NADELHALTER



glatte Branchen

13 cm MA-291-KLE1-003 25



15 cm MA-291-KLE1-008 25



20 cm MA-291-KLE1-006 25

SCHEREN



stumpf-stumpf



spitz-stumpf



spitz-spitz

TYP	SPITZE	LÄNGE	ARTIKELNUMMER	ANZAHL IM SPENDER
SCHEREN STUMPF-STUMPF				

GERADE



17 cm MA-291-NAT1-005 25


GEBOGEN



11,5 cm MA-291-NAT1-028 25
 15 cm MA-291-NAT1-004 25
 18 cm MA-291-NAT1-017 25
 20 cm MA-291-NAT1-009 25
 23 cm MA-291-NAT1-016 25


SCHEREN SPITZ-STUMPF

GERADE




14 cm MA-291-NAT1-006 25

GEBOGEN



15 cm MA-291-NAT1-008 25

TYP	SPITZE	LÄNGE	ARTIKELNUMMER	ANZAHL IM SPENDER
SCHEREN SPITZ-SPITZ				
GERADE		 	11 cm 15 cm	MA-291-NAT1-007 25 MA-291-NAT1-010 25
GEBOGEN		 	11 cm	MA-291-NAT1-034 25
SPEZIELLE SCHEREN				
NABELSCHNUR-SCHERE		 	10,5 cm	MA-291-NAT1-012 25
EPISIOTOMIE-SCHERE GEBOGEN, STUMPF-STUMPF		 	14,5 cm	MA-291-NAT1-013 25
EPISIOTOMIE-SCHERE GEBOGEN, SPITZ-STUMPF		 	18 cm	MA-291-NAT1-011 20
YASARGIL MIKROSCHERE GERADE, STUMPF-STUMPF		 	16 cm	MA-291-NAT1-029 25

SKALPELLGRIFFE



TYP	GRÖSSE / LÄNGE	ARTIKELNUMMER	ANZAHL IM SPENDER
SKALPELLGRIFFE			



Nr. 3
Länge 12,5 cm

MA-291-NAT2-003

25

Passend zu den Klingen Nr. 10, 11, 12, 12d, 13, 14, 15, 15c, 16, 17



Nr. 4
Länge 13,5 cm

MA-291-NAT2-004

25

Passend zu den Klingen Nr. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 36

RASPATORIEN

TYP	GRÖSSE / LÄNGE	ARTIKELNUMMER	ANZAHL IM SPENDER




16 cm

MA-291-RASP-001

20

INSTRUMENTE, BEHÄLTER, ABDECKUNGEN



TYP	SPITZE	LÄNGE	ARTIKELNUMMER	ANZAHL IM SPENDER
INSTRUMENTE				

ANATOMISCHE PINZETTE



13 cm MA-291-PENS-018 20

PEAN-KLEMME



13 cm MA-291-KLE1-037 25

MUNDSPATEL




15,5 cm MA-291-PAT1-017 20

SPATELTUPFER MIT SCHWAMM FÜR DIE DESINFEKTION DES OP-FELDES



14 cm MA-291-PAT1-018 25

TYP		ARTIKELNUMMER		HANDELS- VERP.	
NABELSCHNURKLEMME					
		MA-291-KLEM-002		1	
   					
TYP		VOLUMEN	ARTIKELNUMMER	VERPACKUNGSEINHEIT	
SCHALE					
	10 ml-Teilung	60 ml	MA-291-POJ1-008	4	
	25 ml-Teilung	125 ml	MA-291-POJ1-004	1	
	50 ml-Teilung	250 ml	MA-291-POJ1-005	1	
	50 ml-Teilung	500 ml	MA-291-POJ1-006	1	
	100 ml-Teilung	1500 ml	MA-291-POJ1-018	1	
		6000 ml	MA-291-POJ1-028	1	
	für Kabel 100 ml-Teilung	2500 ml	MA-291-POJ1-021	1	
	Nierenschale mit Schnabel 100 ml-Teilung	700 ml	MA-291-POJ1-022	1	

TYP	ANWENDUNG	ARTIKELNUMMER	HANDELS- VERP.
ABDECKUNGEN			



für Lampenhalterung MA-134-OSPE-016 1



für Halterung mit Flansch MA-134-OSPE-022 1

SONSTIGE ELEMENTE

TYP	SPITZE	LÄNGE	ARTIKELNUMMER	HANDELS- VERP.
ABSTRICHTUPFER				



15 cm	MA-291-PAT1-008	10
15 cm	MA-291-PAT1-009	30
15 cm	MA-291-PAT1-003	5

MATOSET SETS



MATOSET BEISPIEL-SETS MIT INSTRUMENTEN



Das Matoset-Sortiment bietet eine sehr breite Palette von Einweginstrumenten.

VERWENDUNGSZWECK

INDEX / BESTANDTEILE

ENTBINDUNGS-SET

MB-991-ZOL2-163

Stück

Tuch L2 113 cm x 90 cm unter das Gesäß mit einem laminierten Flüssigkeitsauffangbeutel und Bügel	1
Tuch L3 150 cm x 90 cm (Einschlagtuch)	1
Unterlage Soft 90 cm x 60 cm	1
Unterlage Soft 60 cm x 60 cm	1
Handtuch aus Vliesstoff 80 cm x 60 cm	1
Handtuch aus Vliesstoff 25 cm x 20 cm	6
Mullkomresse 17-fädig 12-lagig 7,5 cm x 7,5 cm	30
Tupferklemme aus Kunststoff 24 cm	1
Pean-Klemme aus Metall 20 cm gerade	1
Nadelhalter aus Metall 20 cm	1
Rochester-Pean Arterienklemme aus Metall 14 cm gerade	1
Episiotomie-Schere aus Metall 18 cm	1
Nabelschnur-Schere aus Metall 10,5 cm	1
Chirurgische Pinzette aus Metall Adson 12,5 cm	1
Nabelschnurklemme	1



FADEN-SET



MA-991-ZBB2-011

Stück

Tuch FB 60 cm x 50 cm mit 8 cm Öffnung und Heftpflaster	1
Tuch FB 75 cm x 45 cm (Einschlagtuch)	1
Vlieskomresse 4-lagig 30g/m ² 7,5 cm x 7,5 cm	5
Mulltupfer, kugelförmig 17-fädig 20 cm x 20 cm	3
Anatomische Plastikpinzette 12,5 cm	1
Nadelhalter aus Metall 13 cm	1
Chirurgische Metallschere 11 cm	1
Chirurgische Pinzette aus Metall Adson 12,5 cm	1

OP-SET



MA-991-ZEB2-033

Stück

Tuch SMS 60 cm x 40 cm mit 8 cm Öffnung und Heftpflaster	1
Tuch SMS 80 cm x 60 cm	1
Mulltupfer, kugelförmig 17-fädig 30 cm x 30 cm	6
Kocherklemme aus Kunststoff 13 cm	1
Nadelhalter aus Metall nach Mayo-Hegar 13 cm	1
Chirurgische Metallschere 11 cm	1
Chirurgische Pinzette aus Metall Adson 12,5 cm	1



tzmo-global.com
matopat-global.com



de.matopat-global.com

TRICOMED

tricomed.com