- Elemente aus Plastik (z.B. Nabelschnurklemme, Pinzetten, usw.) oder Metall in einer sterilen Verpackung
- Einweg-Symbol graviert auf allen Metallwerkzeugen
- scharfe Werkzeuge gesichert mit Hütchen, das Durchstechen der Verpackung ist unmöglich
- sterilisiert in einem validiertem Vorgang (gemäß den Normen EN ISO 17665-1 und EN ISO 11135)
- Werkzeuge dürfen nicht wieder sterilisiert werden
- weitere Informationen finden Sie in der Broschüre

Anwendung:

- zur Anwendung während operativen und ambulanten Eingriffen

Typen:

- steril
- Klemmen, Scheren, Pinzetten, Skalpellgriffe

Größen und Verpackung:

- verpackt je 1 Stk. in einer Sterilisationsverpackung; zusätzlich können auch einzelne sterile Abdecktücher in einem Spenderbox verpackt werden, um die Organisation und Lagerung von Produkten im Krankenhaus zu erleichtern







MD

**Die sterilen Medizinprodukte sind von der benannten Stelle TÜV Nord Polska Sp. z o.o. zertifiziert und tragen die CE-Kennzeichnung mit der Nummer 2274**

>>

©Copyright 2026 matopat.de | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026