Geburtskleider Matodress

Geburtskleider werden aus weichem antistatischen Polypropylen-Vlies hergestellt, die die Haut nicht sensibilisiert oder reizt. Die Vorderseite hat einen tiefen Halsausschnitt zum Stillen und die Binden ermöglichen den Ausschnitt anzubinden um Komfort für die Mutter zu gewährleisten. Der breite Schnitt und zwei Falten auf der Vorderseite ermöglichen das Produkt an die Figur anzupassen und die Schlitzen an den Seiten des Kleides die Bewegung nicht behindern.



Anwendung:

- als Bekleidung für Patienten bei der Geburt und in der postnatalen Periode

Typen:

- unsteril
- Farbe: blau

Größen und Verpackung:

- unsteril S-M in einem PE-Beutel je 1 und 10 Stk. verpackt
- unsteril L-XL in einem PE-Beutel je 1 und 10 Stk. verpackt

MD

>>

©Copyright 2026 matopat.de | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026