- ausgeführt aus elastischem, widerstandsfähigem Gewebe
- das zentral gelegte Saugkissen ist mit Mikronetz gesichert, das vor Anheften des Verbands an die Wunde schützt
- der Acrylklebstoff bewirkt keine Entstehung von Reizungen
- Möglichkeit der selbständigen Anpassung der Pflastergröße an individuelle Bedürfnisse

Anwendung:

- zur Behandlung von Schürfwunden, Verletzungen und kleinen Wunden bei Personen mit normaler Hautempfindlichkeit

Typen:

- unsteril

Größen und Verpackung:

- erhältlich in der Größe: 6 cm x 1 m, 8 cm x 1 m
- unsteril: verpackt je 1 Stk.







MD

>>

©Copyright 2026 matopat.de | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026