Leichtes urologisches Band Dallop® NM ULTRALIGHT

Leichte urologische Bänder sind die neueste Generation von Bandimplantaten, die zur Behandlung von Stressinkontinenz bei Frauen verwendet werden. Urologische Bänder sind aus durchsichtigem und blauem, Monofilament-Polypropylen-Garn hergestellt. Blaue Linien entlang des Bandes erleichtern den Implantationsprozess und erhöhen die Sichtbarkeit des Implantats im Operationsfeld.
Auf beiden Endungen befinden sich blaue Schlaufen, die einen sicheren Durchgang durch anatomische Strukturen der Patientin ermöglichen. Diese Schlaufen sind auch aus Monofilament-Polypropylen-Garn hergestellt.
Dank der ultraleichten Oberflächenmasse, atraumatischen Kanten, hervorragenden Festigkeitsparametern, hoher Elastizität und sehr guter Biokompatibilität kann das Produkt sicher und effektiv bei der chirurgischen Behandlung von Harninkontinenz eingesetzt werden.

Anwendung:

- zur Anwendung bei der chirurgischen Behandlung der Stressinkontinenz bei Frauen mit TVT- und TOT-Methoden (einschließlich TVT-O), die eine spannungslose Anlegung der synthetischen Bänder ermöglicht
- urologische Tapes werden für die chirurgische Behandlung der Stressharninkontinenz (SUI) empfohlen. Bei der chirurgischen Behandlung der Harninkontinenz wird die Harnröhre mit einem spannungsfreien urologischen Band aufgehängt.


Typen:


- steril (sterilisiert mit Ethylenoxid)

Größen und Verpackung:

- Längen 30 cm und 45 cm
- verpackt in Papier-Folie-Doppelverpackung mit Falte, und dann in Karton je 1 Stk.

Weitere Infos auf: www.dallop-nm.de





MD

Die sterilen Medizinprodukte sind von der benannten Stelle PCBC SA zertifiziert und tragen die CE-Kennzeichnung mit der Nummer 1434

>>

©Copyright 2026 matopat.de | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026