- im Innen aus Kompressenvliesstoff
- im Außen gesichert mit gewirkter Binde mit Schlaufen
- die hinter dem Kopf zusammengebundenen Schlaufen fixieren den Verband unter die Nase

Anwendung:

- zur Flüssigkeitsaufsaugung nach laryngologischen Eingriffen

Typen:

- steril und unsteril

Größen und Verpackung:

- erhältlich in Größen: 2,5 cm x 5 cm
- steril: verpackt je 1 Stk.
- unsteril: verpackt je 50 Stk.



MD

Die sterilen Medizinprodukte sind von der benannten Stelle TÜV Nord Polska Sp. z o.o. zertifiziert und tragen die CE-Kennzeichnung mit der Nummer 2274

>>

©Copyright 2026 matopat.de | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026