Unterzugärmel aus Baumwolle Tubula COTTON



Unterzugärmel aus Baumwolle wird als erste Schicht eines Gipsverbands verwendet.

Zusammen mit Polsterwattebinde Matosoft NATURAL stellt er eine komplette, natürliche Unterpolsterung dar, die Schutz der Haut vor Reizungen und ausgestrahlter Wärme aus der aushärtenden Binde sichert.

Der Unterzugärmelschützt die Haut des Patienten vor scharfen Rändern eines Gipsverbands. Er saugt Schweiß und Feuchtigkeit auf.

Anwendung:

- Schutz der Haut vor Reizungen und ausgestrahlter Wärme aus der aushärtenden Gipsbinde
- Teil einer Polsterwattebinde
- zur Sicherung der Haut unter Kompressionsbandage



Typen:

- unsteril

Größen und Verpackung:

- in Größen: 7 cm, 10 cm, 15 cm und 20 m lang verpackt je 1 Stk.

MD

>>

©Copyright 2026 matopat.de | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026